



Artikkelnummer 1999902619

Excellent

## Munnbind med elastiske øreelastikk, type IIR, Abena Excellent, 3-lags, blå, engangsbruk

- ✓ Type IIR i henhold til EN 14683: 2019
- ✓ Med elastiske øreelastikk
- ✓ Myk og komfortabel
- ✓ Væskesikker ved et trykk på 120 mmHg
- ✓ Lav respiratorisk motstand
- ✓ Høy bakteriefiltrering
- ✓ Reduserer krysskontaminering til et minimum
- ✓ Hygienisk



### Produktbeskrivelse

Munnbind med myke og sterke elastiske øreelastikk og nesebøyle for å sikre riktig passform. Masken har lav respiratorisk motstand og høy bakteriefiltreringseffektivitet. Den er beregnet for bruk av helsepersonell i operasjonsrom eller andre medisinske miljøer med tilsvarende hygienekrav for å redusere krysskontaminering til et minimum. Arbeidsmiljøet beskyttes mot smittespredning og brukeren mot sprut og søl ved et trykk på 120 mmHg.



### Spesifikasjoner

Basenavn	Munnbind med elastiske øreelastikk, type IIR
Merke	Abena
Undermerke	Excellent
Farge	Blå
Spesifikasjoner	Ultralyd, usteril
Til engangs- eller gjenbruk	Engangsbruk
Material	Metall, PE, PP, spandex
Lengde/dybde	17 cm
Bredde	18 cm
Lagmengde	3-lags
Sertifiseringer	CE, MD
CE-klasse	Class I
Produkt- eller teststandarder	EN 14683:2019
Direktiver, forskrifter og lover	MDR (EU) 2017/745
Oppbevaringsinstruksjoner	Oppbevares tørt ved romtemperatur uten sollys.
Instruksjoner for produktavhending	Skal kastes med vanlig husholdningsavfall. Hvis forurenset, avhend som klinisk avfall.
Instruksjoner for emballasjeavhending	Kan gjenvinnes eller forbrennes.

### Bruksanvisning

Form nesebøylen og ta masken over nese og munn. Fest munnbindet bak ørene ved hjelp av ørestrikkene, fold masken godt ut slik at den gjerne dekker over hake i tillegg til nese og munn. Munnbindet skal bæres med det fargede siden laget utadvendt.

## Pakkedata

Enhet	Inneholder	Lengde	Bredde	Høyde	EAN
krt	90 bag	0.545 m	0.323 m	0.373 m	5703538442964
pk	15 bag	0.3 m	0.115 m	0.26 m	5703538442957
bag	10 stk				5703538442940



CE-merket garanterer at et produkt er trygt å bruke og oppfyller alle sikkerhetskrav. CE betyr Conformité Européenne (European Conformity) merkingen brukes hovedsakelig på elektronisk utstyr, sikkerhetsutstyr, byggevarer og medisinsk utstyr.



Produktet har ultrasoniske forseglinger.



Den kirurgiske ansiktsmasken er en type IIR (sprutbestandig) i henhold til EN 14683.



Produktet er kun til engangsbruk.



Produktet inneholder ikke lateks.

