



Munnbind – Produktinformasjon

Språk: **Norsk**
Produktnavn: Munnbind, Non-Woven Face Mask, Blå
Klassifisering: Type I
Produkt beskrivelse: 175 x 95 mm, Elastiske ørestrikk, justerbar neselemme og tre lag.
EN 14683:2019+AC:2019
EU Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex IX: Class I devices.



Produktinformasjon:

Produsent:	INTCO MEDICAL (HK) CO. LTD. ADRESS:RM 19C Lockhart CTR, 301-307Lockhart RD Wan Chai HongKong PHONE: +86.4000506868 E-MAIL: info@intco.com WEB: www.intcomedical.com
Autorisert representant i Europa:	Lotus NL B.V (Europe) ADRESS: Koning Julianaplein 10, 1e Verd, 2595, the Haugue, Netherlands PHONE NOR: +33787808080 E-MAIL: WEB: www.intcomedical.com
Steril eller ikke-steril:	Usteril
Tiltenkt bruk:	Bør kun brukes til pasienter og andre personer for å redusere risikoen for spredning av infeksjoner, spesielt i epidemiske eller pandemiske situasjoner. Type I-masker er ikke ment for bruk av helsepersonell i et operasjonsrom eller i andre medisinske omgivelser med lignende krav.
Engangsbruk eller gjenbrukbar	Kun til engangsbruk
Produktbeskrivelse	Lag: 3
Produktegenskaper	Tre lag ansiktsmaske med elastiske ørestrikk og formbart nesebånd. Blå
Mengde i emballasje	50 stk pr eske
LOT:	På forpakning
Utløpsdato: år og måned	24 måneder etter produksjonsdato.
Lagrings- eller håndteringsforhold	Bør oppbevares i et rent, tørt, ventilert miljø, fuktighet under 80%
ADVARSEL:	Produktytelsen kan forringes, eller det kan oppstå krysskontaminering ved gjenbruk.
Virkningsgrad i henhold til krav: EN 14683:2019+AC:2019	Bacterial Filtration Efficiency (BFE): 95 %

Egenskaper:

Myk og behagelig mot huden
Høy komfort og lett å puste i



Medical Face Mask – Product Information

Language: **English**
 Name of product: Medical Face Mask, Non-Woven Face Mask, Blue
 Type of product: Type I
 Product description: 175 x 95 mm, Elastic Ear loop, adjustable nose bridge, three layers.
 EN 14683:2019+AC:2019
 EU Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex IX: Class I devices.



Product Information:

	INTCO MEDICAL (HK) CO. LTD. ADDRESS: RM 19C Lockhart CTR, 301-307 Lockhart RD Wan Chai HongKong PHONE: +86.4000506868 E-MAIL: info@intco.com WEB: www.intcomedical.com
EC REP	Lotus NL B.V (Europe) ADDRESS: Koning Julianaplein 10, 1e Verd, 2595, the Hague, Netherlands PHONE NOR: +33787808080 E-MAIL: post@vinagroup.no WEB: www.intcomedical.com
	Nonsterile
Intended use	Should only be used for patients and other persons to reduce the risk of spread of infections particularly in epidemic or pandemic situations. Type I masks are not intended for use by healthcare professionals in an operating room or in other medical settings with similar requirements.
	Single use only
Product description	Layer: 3
Quantity in packaging	50 pcs in Box
LOT	On packaging
	24 months after production date, Date on Packing
Storage or/and handling conditions	Should be stored in a clean, dry, ventilated environment, related humidity below 80%
	Protects against the spread of particles and droplets. Do not use for medical or surgical activities where there is a high risk of infection. If package or product is damaged, prohibit to use!
Warning:	If reused performance of the product may deteriorate, cross-contamination may occur!
Performance: (EN 14683:2019+AC:2019)	Bacterial Filtration Efficiency (BFE): 95%

Examples:

Soft and pleasant to skin
 High comfort and easy to breath in